

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
CREE DIF TOLUCA · UAEMEX

Manual del Usuario RehabApp CREE

Tu guía completa para el programa de rehabilitación en casa

Institución
CREE DIF Toluca

Desarrollo
Fac. Ingeniería
UAEMex

Version
2026

Responsable clínica: Dra. Susana Bravo

Índice

1. ¿Que es RehabApp CREE?	3
1.1. ¿Para que sirve?	3
1.2. ¿Qué necesitas para usar la app?	3
2. Datos que registra la aplicación	4
2.1. Información del perfil	4
2.2. Datos generados durante el programa	4
2.3. Cómo se exportan los datos	5
3. Pantalla principal	5
3.1. Tab 1 – Inicio	5
3.2. Tab 2 – Mi Progreso	6
3.3. Tab 3 – Citas	6
4. Tu programa semanal	7
5. Proyectar la pantalla en la television	7
5.1. Samsung: Smart View / Proyeccion inalambrica	7
5.2. Miracast (Android generico)	8
5.3. Chromecast (Google Home)	8
5.4. Cable HDMI	8
6. Sesion de TaiChí	9
6.1. Pasos para realizar la sesion	9
6.2. Calificación de satisfacción (escala 1–5)	9
7. Ejercicio Funcional con cámara	10
7.1. Etapa 1 – Consejo de proyección en TV	10
7.2. Etapa 2 – Calibracion de la camara	10
7.3. Durante los ejercicios	11
7.4. Semáforo durante la sesión	11
7.5. Alertas de postura	11
7.6. Preparación del espacio	12
7.7. Escala de esfuerzo percibido (RPE 0–10)	12

8. Los 7 ejercicios del protocolo	13
9. Motivación, racha y logros	14
9.1. Frase del día	14
9.2. Racha de sesiones	14
9.3. Logros	15
10. Ajustes	15
11. Preguntas frecuentes	16
12. ¿Cuándo debo parar?	17

1 ¿Que es RehabApp CREE?

RehabApp CREE es una aplicación de telerrehabilitación desarrollada en colaboración entre el **CREE DIF Toluca** y la **Facultad de Ingeniería de la UAEMex**. Permite que realices tu programa de ejercicios en casa con supervisión clínica a distancia, sin necesidad de trasladarte al centro cada día.

Proyecto de colaboración entre el **CREE DIF Toluca** y la **Fac. Ingeniería UAEMex**. Responsable clínica: **Dra. Susana Bravo**. Desarrollo: equipo de ingeniería.

1.1. ¿Para que sirve?

- ✓ **Guiar sesiones de TaiChí** con animaciones y videos de tu médico que puedes proyectar en la televisión.
- ✓ **Monitorear ejercicios de fuerza** con la cámara del teléfono, verificando que el movimiento sea correcto.
- ✓ **Registrar tu progreso** durante las 12 semanas e informar a tu equipo clínico antes de cada visita.
- ✓ **Enviarte recordatorios** automáticos en los días y horas del protocolo.
- ✓ **Comunicarte con tu medico** ante cualquier duda o incidencia.

1.2. ¿Qué necesitas para usar la app?

- Teléfono Android 8.0 o superior con cámara frontal/trasera funcional.
- Espacio libre de aproximadamente 2×2 m con buena iluminación (sin luz directa de frente hacia la cámara).
- Ropa cómoda y ligeramente ajustada al cuerpo, además de calzado antideslizante.
- Una silla para el ejercicio Sit-to-stand.
- Mancuernas ligeras (recomendadas por tu médico) y banda elástica.
- Para los ejercicios Step-Up(subir el escalón): un escalón estable y seguro.
- Para los ejercicios con talones: una base/silla con la que te puedas apoyar para evitar caídas.

La app funciona principalmente sin conexión a internet durante los ejercicios. Necesitarás conexión para comunicarte con tu medico o enviar comentarios de la aplicación. El uso de datos es bajo.

Captura: Pantalla de inicio al abrir RehabApp CREE

figuras/01_splash.png

Pantalla de inicio al abrir RehabApp CREE

2 Datos que registra la aplicación

RehabApp CREE guarda la información mínima necesaria para que tu equipo médico pueda dar seguimiento a tu programa.

2.1. Información del perfil

Los siguientes datos se configuran una sola vez en la **primera visita centinela** con la Dra. Bravo:

Dato	Para qué se usa
Nombre completo	Identificación en la app y en los reportes clínicos.
Edad	Ajuste de los rangos de progresión de ejercicio.
Código CREE	Vincula tu perfil con el expediente del centro.
Sexo	Parámetros de referencia de las evaluaciones.
Correo del familiar(o personal)	En caso de requerir otro medio de comunicación adicional
Teléfono de emergencia	Contacto de referencia ante incidencias.

2.2. Datos generados durante el programa

La app registra automáticamente:

- Fecha, hora y duración de cada sesión completada o abandonada.
- Calificación de satisfacción al terminar cada sesión de TaiChí (1–5).
- Calificación de esfuerzo percibido (RPE 0–10) por ejercicio monitoreado.
- Alertas amarillas y rojas registradas durante los ejercicios.
- Racha de días consecutivos activos y logros desbloqueados.

El registro lo hace el médico

No necesitas configurar nada tu sol@. En tu primera visita centinela, el equipo de desarrollo se encarga de instalar la app y la deja lista para ti.

2.3. Cómo se exportan los datos

Cuando sea la siguiente sesión centinela, el equipo se encargará de exportar tu información para almacenarlos en la base de datos del proyecto y se hace de la siguiente forma:

1. Desde **Ajustes** (icono de engranaje en la esquina superior derecha).
2. **“Exportar datos”** se introduce la clave clínica cuando se pida (la cual solo conoce el equipo encargado del desarrollo y tu médico).
3. La app copia los archivos a tu carpeta de Descargas y abre un menú para compartir por otros medios.
4. Es posible hacer el envío de la información por Drive, correo, WhatsApp, etc. Pero si deseas que no se envíe por otro medio, se puede tomar tu información directamente con un cable y la computadora (que contiene la base de datos).

Los datos se guardan en el dispositivo. Exporta tus datos **antes** del cambio y avisa al equipo de desarrollo para que actualicen tu configuración.

3 Pantalla principal

Al abrir la app (después del registro inicial) llegas a la **Pantalla Principal**. Tiene una barra de navegación inferior con tres secciones.

3.1. Tab 1 – Inicio

Es la pantalla que veras al abrir la app cada día. Contiene:

- **Saludo con tu nombre** y el indicador de la actividad del día:
 - Martes o jueves: *“Hoy te toca TaiChí”*
 - Lunes, miércoles o viernes: *“Hoy te toca Ejercicio Funcional”*
 - Sábado o domingo: *“Hoy es tu día de descanso”*
- **Tarjetas de modulo:** acceso rápido a TaiChí y a Ejercicios. La tarjeta de la actividad del día aparece primera.
- **Tarjeta de motivacion:** muestra la frase del día. Toca **“Ver motivación →”** para abrir el panel completo con consejos, tu racha y tus logros.
- **Botón flotante “Centro de Ayuda”:** acceso a preguntas frecuentes y contacto directo con tu médico.
- **Icono de ajustes** (engranaje, esquina superior derecha).

Captura: Pantalla Inicio

figuras/04_inicio.png

Pantalla Inicio

3.2. Tab 2 – Mi Progreso

Muestra el historial de tus sesiones de Ejercicio Funcional:

- Tarjetas de estadísticas: total de sesiones, porcentaje de completadas y número de alertas.
- Lista cronológica de cada sesión con fecha, duración y estado (completa/parcial).

Progreso de TaiChí

El avance en TaiChí se muestra en las **tarjetas resumen** dentro de la pantalla Inicio. El historial detallado de TaiChí no está en esta pestaña.

3.3. Tab 3 – Citas

Muestra la lista de tus próximas citas con la Dra. Bravo (consultas, rehabilitación y visitas centinela 2 y 3). **Solo el medico puede crear o editar citas** desde la app (requiere la clave clínica); tu las ves y recibes recordatorios automáticos.

La primera visita centinela (registro inicial) la agenda la Dra. Bravo desde su propio sistema externo — no aparece en la app porque sucede antes de que tengas el teléfono configurado.

Cuando se agenda una cita en la app recibes dos notificaciones automáticas: **24 horas antes** y **1 hora antes**. Si necesitas cambiar una fecha, contacta a la Dra. Bravo desde el **Centro de Ayuda**.

Captura: Pantalla de Citas

figuras/16_citas.png

Pantalla de Citas

4 Tu programa semanal

Tu programa de rehabilitación dura **12 semanas** con **5 sesiones por semana**. Los días son fijos según el protocolo del CREE y **no son modificables** desde la app.

Lunes	Martes	Mierc.	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ejercicio Funcional	TaiChí	Ejercicio Funcional	TaiChí	Ejercicio Funcional	Descanso	Descanso

Tipo de sesión	Días	Duración aprox.	Total
TaiChí	Mar. y Jue.	≈40 min	24 sesiones
Ejercicio Funcional	Lun., Mie., Vie.	≈40 min	36 sesiones
Total del programa			60 sesiones

El protocolo del CREE define días específicos para cada tipo de sesión. No se pueden cambiar desde la app. Si necesitas reorganizar tu semana consulta con la Dra. Bravo.

Exporta antes de cada visita centinela

Ve a **Ajustes** → **Exportar datos** y envía tu historial a la Dra. Bravo con anticipación para aprovechar mejor el tiempo de la consulta.

5 Proyectar la pantalla en la television

Proyectar la app en una pantalla grande facilita seguir las animaciones de TaiChí y los tutoriales de los ejercicios. Antes de cada sesión, la app te lo recordará brevemente.

Con la pantalla del teléfono es suficiente, pero si tienes televisión en el cuarto donde haces ejercicio, proyectar hace que sea mucho mas fácil seguir los movimientos sin acercarte al teléfono.

5.1. Samsung: Smart View / Proyeccion inalambrica

La mayoría de los teléfonos Samsung tienen esta función integrada. El nombre puede variar según el modelo:

1. Desliza el **panel de notificaciones** desde la parte superior de la pantalla.

2. Busca el icono “**Smart View**” o “**Proyección inalámbrica**” (si no lo ves, desliza el panel para ver más iconos).
3. Tócalo. La app buscara dispositivos disponibles en tu red.
4. Selecciona tu televisión. Si la TV pide confirmación, acepta.
5. La pantalla del teléfono aparece en la TV. Abre RehabApp CREE normalmente.

Requisito: misma red Wi-Fi

El teléfono y la televisión deben estar en la misma red Wi-Fi. Si la TV no aparece en la lista, verifica primero esto.

5.2. Miracast (Android generico)

Disponible en la mayoría de televisores inteligentes modernos. No requiere la misma red Wi-Fi.

1. En el teléfono ve a **Ajustes del sistema** → **Pantalla** → **Transmitir** (o “Pantalla inalámbrica” / “Miracast”).
2. Pon la televisión en modo **Fuente** → **Pantalla inalámbrica**.
3. Selecciona la TV de la lista que aparece en el teléfono.

5.3. Chromecast (Google Home)

1. Abre la app **Google Home** en tu teléfono.
2. Toca el dispositivo Chromecast de tu televisión.
3. Selecciona “**Transmitir mi pantalla**”.
4. Acepta y abre RehabApp CREE normalmente.

5.4. Cable HDMI

La opción mas confiable si el Wi-Fi es inestable, aunque varía entre dispositivos la compatibilidad del adaptador.

1. Conecta un **adaptador USB-C a HDMI** a tu teléfono y un cable HDMI a la TV.
2. Selecciona la **entrada HDMI** correcta en la TV.
3. La pantalla del teléfono aparecerá automáticamente.

Ventaja del cable

No depende de Wi-Fi. Si hay problemas con la proyección inalámbrica, usa el cable.

6 Sesión de TaiChí

Las sesiones de TaiChí se realizan los **martes y jueves**, duran aproximadamente **40 minutos** y **no requieren la cámara**. La app muestra videos de la Dra. Bravo realizando cada ejercicio.

Días	Duración	Ejercicios
Martes y jueves	≈40 min	10 ejercicios de TaiChí

6.1. Pasos para realizar la sesión

1. En la pantalla **Inicio** toca el módulo **TaiChí**.
2. Selecciona el **entorno visual** que más te guste (jardín, bosque, playa). Esto solo cambia la escena de fondo.
3. Lee las instrucciones y toca **“Comenzar sesión”**.
4. La app mostrará los videos de la terapeuta para cada ejercicio. Síguela al ritmo indicado.
5. Durante la sesión puedes:
 - **Pausar** la sesión.
 - Pasar al **Siguiente ejercicio** (solo si algo falla).
 - **Terminar** antes de tiempo (se registra como sesión parcial).
6. Al terminar los ejercicios, califica tu satisfacción del **1 al 5**.

La app guarda automáticamente el progreso hasta ese momento. Si vuelves a entrar, puedes retomar desde donde quedaste o iniciar una sesión nueva al día siguiente. Aunque procura no salirte antes, es mejor terminar completamente la rutina para obtener mejores resultados. En caso de que tengas que salir, es mejor que presiones el botón terminar para evitar problemas con el guardado de tu sesión.

6.2. Calificación de satisfacción (escala 1–5)

Valor	Significado
1	Muy insatisfecha — la sesión fue muy difícil o no me gusto.
2	Insatisfecha — hubo aspectos que me costaron mucho trabajo.
3	Neutral — sesión sin incidentes especiales.
4	Satisfecha — la sesión salio bien en general.
5	Muy satisfecha — me sentí bien y logre todos los ejercicios.

Se honest@ con la calificación

No existe respuesta “correcta”. Una calificación baja es información valiosa para que la Dra. Bravo ajuste el programa a tus necesidades.

Selección de entorno

05_entorno_seleccion.png

Selección de entorno

Sesión de TaiChí

06_taichi_sesion.png

Sesión de TaiChí

7 Ejercicio Funcional con cámara

Las sesiones de Ejercicio Funcional se realizan los **lunes, miércoles y viernes**. La cámara del teléfono analiza tu postura en tiempo real para verificar que hagas los movimientos de forma segura.

Antes de llegar a la sesión, la app pasa por dos etapas de preparación.

7.1. Etapa 1 – Consejo de proyección en TV

Aparece una pantalla informativa que te recuerda que puedes proyectar la app en tu televisión antes de empezar. Toca “**Ya conecté la TV**” o “**Continuar sin TV**” para avanzar a la siguiente etapa.

7.2. Etapa 2 – Calibración de la cámara

La app activa la cámara y muestra tu imagen en tiempo real con un **borde de color** que indica si tu cuerpo está bien posicionado:

Color	Situación	Que hacer
Rojo	Ningún cuerpo detectado.	Aléjate al menos 1.5 m. Verifica la iluminación.
Amarillo	Cuerpo parcialmente visible (sin pies o sin cabeza).	Retrocede o ajusta el ángulo del teléfono (recuerda que debe estar a 90°/completamente recto para que te detecte bien y no exista algún problema mientras realices tu programa de ejercicio funcional).
Verde	Cuerpo completo detectado.	Perfecto. Puedes comenzar.

Inicia con un gesto de mano

Cuando el borde sea **verde**, puedes iniciar la sesión **levantando cualquier mano** durante ≈ 1 segundo, sin tocar la pantalla. También puedes tocar el botón “Comenzar sesión”.

7.3. Durante los ejercicios

Cuando inicia la sesión la app te guía por **7 ejercicios en 3 series** (21 sets en total). Para cada ejercicio:

1. Mira el **video de demostración** del ejercicio.
2. Cuando estés lista, la app inicia la **cuenta regresiva**.
3. Realiza el ejercicio. El borde de color sigue indicando si tu postura es detectada correctamente.
4. Al terminar cada ejercicio califica tu **esfuerzo (RPE 0–10)**.

La sesión consta de **3 series** de todos los 7 ejercicios. Primero haces un set de cada ejercicio (1 $\rightarrow$ 7), luego vuelves al inicio para la serie 2, y de nuevo para la serie 3. Total: 21 sets por sesión.

7.4. Semáforo durante la sesión

El borde de color en la pantalla de ejercicio indica si la cámara puede ver tu postura correctamente:

Color	Situación	Que hacer
Rojo	Cuerpo no detectado.	Aléjate. Verifica la iluminación.
Amarillo	Solo parte del cuerpo visible.	Retrocede o ajusta el ángulo del teléfono (recuerda que debe estar a 90°/completamente recto).
Verde	Cuerpo completo visible.	Sigue ejercitándote con normalidad.

7.5. Alertas de postura

La app detecta que algún ángulo salió del rango recomendado. Ajusta tu postura ligeramente. **Puedes continuar** el ejercicio.

Movimiento fuera del rango seguro. **Detente, lee la indicación y corrige** antes de continuar. Si el dolor es la causa, no continúes y contacta a tu médico. No te olvides de presionar el botón terminar para guardar tu sesión hasta donde pudiste.

7.6. Preparación del espacio

- **Distancia:** 1.5–2 metros entre tu cuerpo y el teléfono.
- **Iluminación:** buena luz, preferentemente natural o de frente a ti. Evita una ventana brillante *detrás* de ti.
- **Ropa:** que no cubra rodillas ni codos. Preferentemente que no sea tan holgada para que se vea mejor la forma de tu cuerpo.
- **Calzado:** antideslizante. Nunca sobre superficies lisas. Si es posible, puedes usar un tapete para estar más cómodo@.
- **Escalón:** firme y estable para el Step-Up (no una silla).

7.7. Escala de esfuerzo percibido (RPE 0–10)

RPE	Descripción	Referencia práctica
0	Nada	Como estar sentada.
1–2	Muy ligero	Apenas te das cuenta.
3–4	Ligero-Moderado	Puedes hablar sin problema.
5–6	Moderado-Difícil	Notas el esfuerzo; cuesta hablar.
7–8	Muy difícil	Casi no puedes hablar.
9–10	Máximo absoluto	El mayor esfuerzo posible.

Rango ideal

Para este programa, un RPE de **5 a 7** es el objetivo en la mayoría de los ejercicios. Si sistemáticamente llegas a 8–9, avísale a la Dra. Bravo.

Calibración de la cámara

07_calibracion.png

Calibración de la cámara

Ejercicio activo

08_monitoreo_activo.png

Ejercicio activo

8 Los 7 ejercicios del protocolo

Cada sesión incluye estos 7 movimientos en el mismo orden. La app muestra el video de demostración antes de cada uno.

Ejercicio	Dur.	Cómo se hace	Qué beneficia
Sit-to-Stand	6 min	Desde silla con mancuernas. Levántate y baja con control. 2–3 series de 8–12 reps.	Fuerza de cuádriceps. Mejora la independencia funcional.
Step-Up	6 min	Sube a escalón, extiende la cadera, baja despacio. Alterna pierna de apoyo.	Equilibrio y estabilidad. Capacidad para subir escaleras.
RDL (bisagra)	6 min	Cadera hacia atrás, espalda neutral, mancuernas frente a muslos. Regresa apretando glúteos.	Cadena posterior (glúteos, isquiotibiales). Postura y columna.
Remo con banda	5 min	Banda en pies. Lleva codos hacia atrás acercando omoplatos.	Espalda media. Mejora la postura y equilibra hombros.
Lateralizaciones	5 min	Banda en tobillos. Abre una pierna al costado y regresa. Alterna lados.	Abductores de cadera. Estabilidad y prevención de caídas.
Elevación talones	4 min	Sube en puntas, mantén 1 s, baja despacio. 2–3 series de 10–12 reps.	Gemelos. Mejora la marcha y el equilibrio de tobillo.
Heel Drop	4 min	Sube los talones y déjalos caer suavemente. 1–3 series de 8–15 reps.	Estímulo óseo. Ejercicio clave para la densidad ósea.

Empieza siempre con el mínimo

Realiza el **mínimo de repeticiones y series** al inicio. Aumenta solo cuando el ejercicio te resulte cómodo en esa cantidad. La calidad del movimiento importa mas que la cantidad.

Sit-to-Stand

09_sit_to_stand.png

Sit-to-Stand

Step-Up

10_step_up.png

Step-Up



9 Motivación, racha y logros

En la pantalla **Inicio** hay una tarjeta con la frase motivacional del día. Toca “**Ver motivación →**” para abrir el panel completo.

9.1. Frase del día

Una frase inspiracional y consejos prácticos sobre el ejercicio y la salud osea, presentados en un carrusel deslizable.

9.2. Racha de sesiones

La **racha** cuenta los días consecutivos en que has completado al menos una sesión (TaiChí o Ejercicio Funcional).

- Hacer dos sesiones el mismo día **no aumenta la racha** (cuenta como un día).
- Si no haces ninguna sesión un día, la racha se reinicia.
- El panel muestra tu racha actual y tu **mejor racha histórica**.

9.3. Logros

Los logros son reconocimientos que se desbloquean automáticamente al alcanzar hitos del programa. Los logros bloqueados aparecen en gris.

Logro	Condición
★ Primera sesión	Completar la primera sesión.
★ Una semana	Llegar a la semana 2 del programa.
★★ Racha de 3	Alcanzar 3 días consecutivos activos.
● 5 sesiones	Completar 5 sesiones en total.
● 10 sesiones	Completar 10 sesiones en total.
★★ Semana activa	Alcanzar 7 días consecutivos activos.
● Primer mes	Llegar a la semana 5 del programa.
★★ 25 sesiones	Completar 25 sesiones en total.
★★★ Programa completo	Terminar las 12 semanas del protocolo.

10 Ajustes

Toca el icono de **engranaje** en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio para acceder a la configuración.

Opción	Para que sirve
Tamaño de letra	Aumenta el texto de 1x a 2x para mejor legibilidad.
Tipo de letra	Fuentes estándar o de mayor legibilidad para personas con dificultad visual.
Música y sonidos	Activa o desactiva la música de fondo y las instrucciones de voz.
Hora de TaiChí	Ajusta la hora a la que recibes el recordatorio los martes y jueves.
Hora de Ejercicio	Ajusta la hora a la que recibes el recordatorio los lunes, miércoles y viernes.
Exportar datos	Genera los archivos de tu historial y los comparte vía Android (protegido con clave clínica).
Aviso de privacidad	Consulta cómo se usan y protegen tus datos personales.

Los días son fijos por el protocolo del CREE (L/M/V ejercicio, M/J TaiChí). Solo puedes ajustar la **hora** en que recibes el recordatorio de cada tipo.

Recordatorios siempre activos

Los recordatorios son parte del protocolo y están **siempre encendidos**. Solo puedes elegir la hora que mejor te venga.

Captura: Pantalla de Ajustes

`figuras/18_ajustes.png`

Pantalla de Ajustes

11 Preguntas frecuentes

¿No pude hacer una sesión ese día?

No te preocupes. Retoma normalmente al día siguiente. No intentes hacer dos sesiones juntas para “recuperar” la perdida; el descanso entre sesiones es parte del programa.

¿Puedo cambiar los días de sesión?

No. Los días son fijos por el protocolo del CREE. Si tienes una razón específica para reorganizar tu semana, consúltalo con la Dra. Bravo. Desde **Ajustes** solo puedes cambiar la **hora** del recordatorio.

¿La cámara no me detecta en la calibración?

Revisa en orden:

1. Iluminación – evita una ventana brillante detrás de ti.
2. Distancia – 1.5–2 metros entre tu cuerpo y el teléfono.
3. Encuadre – todo el cuerpo visible (cabeza hasta pies).
4. Ropa – que no cubra rodillas ni codos.
5. Limpia la cámara con un pano limpio si nada funciona.

¿Puedo hacer el ejercicio en cualquier cuarto?

Si, siempre que haya espacio de $\approx 2 \times 2$ m, iluminación uniforme y superficie firme y antideslizante.

¿Cuántas repeticiones debo hacer al inicio?

Empieza con **2 series de 8 repeticiones** por ejercicio. Sube gradualmente solo cuando esa cantidad te resulte cómoda. La aplicación tiene un número predefinido de repeticiones que deberías cumplir por ejercicio, procura ajustarte a ellos para llevar un mejor desempeño.

¿Qué es la racha?

Es el contador de días consecutivos en que has completado al menos una sesión. Se ve en la sección **Motivación** (toca “Ver motivación →” en Inicio). Tu racha máxima histórica se guarda aunque se reinicie.

¿Qué son los logros?

Son pequeños reconocimientos que se desbloquean automáticamente al alcanzar hitos

del programa (ver sección 9 de este manual). Son de uso de la app y no sustituyen la evaluación clínica de la Dra. Bravo.

¿Pierdo mis datos si cambio de teléfono?

Si. Antes de cambiar de teléfono es necesario exportar tu historial para poder acceder a tu información y transferirla a otro dispositivo. Te recomendamos no cambiar de dispositivo durante el programa para evitar pérdida de datos.

¿Puedo proyectar en la televisión si no tengo Smart View?

Si. Consulta la sección 5 de este manual: tienes las opciones Miracast, Chromecast y cable HDMI.

Centro de Ayuda

Toca el botón flotante “**Centro de Ayuda**” en la pantalla Inicio (aparece sobre las tarjetas de modulo) para acceder a preguntas frecuentes dentro de la app y para contactar directamente con la Dra. Bravo por WhatsApp.

12 ¿Cuándo debo parar?

Detente de inmediato si presentas cualquiera de estas señales durante el ejercicio:

- ! Dolor intenso o agudo en articulaciones o músculos.
- ! Mareos, náuseas o sensación de desmayo.
- ! Dificultad para respirar desproporcionada al esfuerzo.
- ! Dolor, presión, ardor u opresión en el pecho.
- ! Crujido fuerte o “tronido” repentino en una articulación.
- ! Pérdida del equilibrio que te impida mantenerte de pie.
- ! Entumecimiento u hormigueo repentino en brazos o piernas.

No continúes. Descansa, contacta a la Dra. Bravo desde el botón “**Centro de Ayuda**” o llama a tu familiar de emergencia. Esta app **NO sustituye la consulta médica profesional.**

Dolor muscular leve al día siguiente es normal

Sentir los músculos trabajados (“agujetas”) uno o dos días después es completamente esperado. Lo que debes evitar es el dolor *agudo durante el ejercicio* o cualquier dolor que no ceda con reposo de 24–48 horas.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo el proceso.

Medica responsable

Dra. Susana Bravo

Instituciones

CREE DIF Toluca
Facultad de Ingenieria
UAEMex

Contacto en la app

Boton “Centro de Ayuda” en
Inicio

Pagina web

[jesyfer.github.io/rehabapp-
cree](https://jesyfer.github.io/rehabapp-cree)

RehabApp CREE · Versión 2026 · CREE DIF Toluca / UAEMex

Esta app no reemplaza la atención medica profesional.